



Pflegeanleitung für Cerecare® Kompressionskleidung und –BHs

Um eine gleichbleibende Qualität der Produkte zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Punkte bei der Pflege zu beachten:

- Wenn die Kleidung herausnehmbare Verstärkungen enthält, entnehmen Sie diese bitte vor dem Waschen.
- Ärzte empfehlen den Patienten, die Kompressionswäsche während der ersten Zeit nach der OP, ca. zwei Wochen lang, permanent zu tragen (Tag und Nacht). Die Struktur des Gewebes ermöglicht es mit der Kleidung zu duschen. Um das Abtrocknen, speziell im Bereich der Nähte, zu erleichtern, ist es hilfreich ein vorgewärmtes Handtuch zu verwenden.
- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse am Mieder schließen.
- Das Kleidungsstück mit der Hand bei 30°C Wassertemperatur mit Feinwaschmittel oder Neutralseife waschen oder in der Waschmaschine bei 30°C im Schonwaschgang (OHNE SCHLEUDERN) waschen.
- Sehr gut mit klarem Wasser ausspülen. Verwenden Sie keine Weichspüler oder Waschmittel mit optischen Aufhellern oder anderen Zusätzen.
- Bitte flach liegend trocknen lassen. NICHT IM TROCKNER trocknen! Jede Einwirkung von Wärmequellen oder Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Nicht bügeln!

Achtung:

Bitte beim Anziehen des Mieders nur mit den Fingerkuppen ziehen. Für Schäden (Löcher oder Risse), die durch Einwirkung der Fingernägel beim Anziehen entstanden sind, leisten wir keine Garantie!